

Link do produktu: <https://swiatkosmetyczki.pl/claresa-zel-budujacy-softeasy-builder-gel-mermaid-pink-12g-p-6440.html>



## Claresa Żel Budujący Soft&Easy Builder Gel Mermaid Pink 12g

Cena	<b>29,90 zł</b>
Numer katalogowy	<b>2119-CZBS&amp;EMP12G</b>
Kod EAN	<b>5903819838084</b>

### Opis produktu

#### CLARESA ŻEL BUDUJĄCY SOFT&EASY MERMAID PINK 12G

Innowacyjna formuła żelu o wyjątkowej strukturze i gęstości sprawia, że świetnie się poziomuje, przez co wybacza błędy nawet niezbyt doświadczonego użytkownika, szybką pracą ułatwia również zapobiegającą spływaniu na skórki pamięć cieczy. Stylizacja przy użyciu SOFT&EASY nie wymaga piłowania ani Topu – wystarczy przetrzeć warstwę dyspersyjną Cleanerem i intensywnie błyszczące paznokcie są gotowe!

Nowoczesna receptura żelu o świetnej przyczepności\* pozwala na wyrównanie, utwardzenie i przedłużenie płytki nawet przy cienkiej warstwie, gwarantując stylizacji wygląd zbliżony do naturalnej płytki paznokcia przy trwałości co najmniej do 4 tygodni(!). Zapobiega też łamaniu i kruszeniu się paznokci, dzięki czemu mogą urosnąć znacznie dłuższe. Specjalna formuła, dzięki niskiej temperaturze polimeryzacji, ogranicza do minimum pieczenie w lampie.

Główne cechy:

- Samopoziomujący, z pamięcią cieczy – **ŁATWO!**
- Multifunkcyjny – **SZYBKO!\***
- O doskonałej przyczepności\* i wysokiej trwałości – **NA DŁUGO!**
- O intensywnym połysku – **PIĘKNIE!**
- Z formułą, która **NIE PIECZE W LAMPIE!**
- Zastosowanie: uzupełnianie i utwardzanie naturalnej płytki oraz przedłużanie paznokci – **BINGO!**
- Produkty CLARESA – stworzone do domowego użytku, wybierane przez profesjonalistów!

\*Pamiętaj, że każda płytka jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego w przypadku szczególnie wymagających paznokci dla wzmocnienia przyczepności żelu możesz użyć wcierki z ulubionej Bazy Claresa.

### Sposób użycia

Przygotuj paznokieć aplikując cienką warstwę bazy i utwórz zgodnie z jej instrukcją.

Nałóż pędzelkiem żel i rozprowadź do wymaganej długości i kształtu. Utwórz w lampie UV LED min. 60 sek.

Przy użyciu dual form rekomendujemy utwardzanie 90 sek.

W celu usunięcia warstwy inhibicyjnej przemyj paznokieć wacikiem nasączonym cleanerem.

---

Opcjonalnie nałóż Top, postępując zgodnie z jego instrukcją.